

STEMPELFELD

Ansprechpartner _____

Kundennummer _____

Entsprechendes bitte ankreuzen:


Abholung und Entsorgung

Bestellung

Datum _____ Unterschrift _____

DÜRR DENTAL - Amalgambehälter

HINWEIS: ALLE AMALGAMBEHÄLTER SIND NUR ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG ZUGELASSEN!



Amalgambehälter	Art.-Nr.	Abholung/Entsorgung	Bestellung
1. Für Dürr-Combi-Separator-Typ 7110, Dürr AZ 50-Typ 7112, VSA 300-Typ 7216, VSA 300 S-Typ 7125: Topf (weiß) 010/00	02 46 573 Stück Stück*
2. Für Dürr CAS I/CA I-Typ 7117: Topf (grau) 033/00	02 46 571 Stück Stück*
3. Für Dürr CA 4-Typ 7805: Kassette (rund) 032/00	02 46 570 Stück Stück*
4. Für Dürr AZ 100-Typ 7800/7801: Kassette (eckig) 039/00	02 46 569 Stück Stück*

* LAUT LISTENPREIS GEMÄSS AKTUELL GÜLTIGER PREISLISTE. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

Mögliche Abhol- und Lieferzeiten

Mo Di Mi Do Fr Sa von Uhr bis Uhr ODER

Mo Di Mi Do Fr Sa von Uhr bis Uhr ODER

Mo Di Mi Do Fr Sa von Uhr bis Uhr

Kostenfreie Abholung und Entsorgung

WICHTIGE HINWEISE: Den gefüllten Amalgambehälter gem. Gebrauchsanweisung entnehmen, Desinfektion durchführen und mit dem Deckel gut verschließen. Den Ablauf der Entsorgung entnehmen Sie bitte der Rückseite. Es darf kein gebrauchter Amalgambehälter wiederverwendet werden, da ansonsten Funktionsstörungen auftreten können!

Servicepartner für Abholung/Entsorgung und Bestellung über Fachhandelspartner

enretec GmbH · Kanalstraße 17 · D-16727 Velten bei Berlin
hs@enretec.com · Telefon: 00 800-624 000 20 (gebührenfrei innerhalb D)
MO-DO von 8.00 bis 17.00 Uhr und FR von 8.00 bis 14.00 Uhr

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und allgemeinen Bestimmungen zum Entsorgungsauftrag. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Erfolg verbindet.



ABHOLAUFTRAG HINWEISE

FreeCall 00 800-624 000 20

1



Der Paketdienst kommt mit dem leeren Transportbehälter zu Ihnen und nimmt den Behälter, nachdem Sie ihn gefüllt haben, sofort wieder mit.

2



Den Transportbehälter aus dem Karton nehmen.

3



Transportbehälter öffnen und die Plombe entnehmen (siehe Etikett).

4



Amalgambehälter ohne Originalverpackung in den Transportbehälter legen.

5



Transportbehälter zuschrauben und mit Plombe sichern (siehe Etikett).

6



Gefüllten Transportbehälter in den Karton stellen und diesen verschließen.

7



Den verschlossenen Karton an den Paketdienst übergeben.

Erfolg verbindet.

