


free fax:  
0800/0006745



**NWD**  
GRUPPE

## Metasys-Amalgambehälter – Abholung/Entsorgung & Bestellung

**Hinweis:** Alle Amalgambehälter sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen!



Amalgambehälter	Artikel-Nr.	Abholung/Entsorgung	Bestellung
<input type="checkbox"/> Metasys MST1	188690	_____ Stück	_____ Stück*
<input type="checkbox"/> Metasys Compact	190684	_____ Stück	_____ Stück*

\*gem. aktuell gültiger Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.

### Mögliche Abhol- und Lieferzeiten

kostenfreie abholung  
und entsorgung

- Mo.    Di.    Mi.    Do.    Fr.    Sa.   von \_\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_\_ Uhr **oder**
- Mo.    Di.    Mi.    Do.    Fr.    Sa.   von \_\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_\_ Uhr **oder**
- Mo.    Di.    Mi.    Do.    Fr.    Sa.   von \_\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_\_ Uhr

**Wichtige Hinweise:** Den gefüllten Amalgambehälter gem. Gebrauchsanweisung entnehmen, Desinfektion durchführen und mit dem Deckel gut verschließen. Den Ablauf der Entsorgung entnehmen Sie bitte der Rückseite. Es darf kein gebrauchter Amalgamauffangbehälter wiederverwendet werden, da ansonsten Funktionsstörungen (Verlust der Gewährleistung) auftreten können. Dieser Service findet auf Basis der Freiwilligen Rücknahme gem. § 25 KrW-/AbfG statt.

### Sie möchten weitere Abfälle entsorgen? Fordern Sie die NWD Entsorgungsbroschüre an!

- Bitte senden Sie mir die NWD Entsorgungsbroschüre.

### Servicepartner für Abholung/Entsorgung

enretec GmbH · Kanalstr. 17 · D-16727 Velten bei Berlin  
E-Mail: nwd@enretec.de · Fon: 0800/0006744  
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)  
Mo.–Do. 08:00–17:00 Uhr · Fr. 08:00–14:00 Uhr

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Kundennummer \_\_\_\_\_

Abholung und Entsorgung bzw.

Bestellung wird hiermit beauftragt.

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Stempel:

## Abholauftrag – Hinweise

1



Der Paketdienst kommt mit dem leeren Transportbehälter zu Ihnen und nimmt den Behälter, nachdem Sie ihn gefüllt haben, **sofort** wieder mit.

2



Den Transportbehälter aus dem Karton nehmen.

3



Transportbehälter öffnen und die Plombe entnehmen (siehe Etikett).

4



Amalgambehälter **ohne** Originalverpackung in den Transportbehälter legen.

5



Transportbehälter zuschrauben und mit Plombe sichern (siehe Etikett).

6



Gefüllten Transportbehälter in den Karton stellen und diesen verschließen.

7



Den verschlossenen Karton an den Paketdienst übergeben.