



FAX-AUFTRAG
FreeFax 0800-100 56 50

ENTSORGUNGS SERVICE

MULTIDENT
Höchst persönlich.

Sirona - Amalgambehälter

Hinweis: Alle Amalgambehälter sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen!



- Abholung und Entsorgung und/oder
- Bestellung wird hiermit beauftragt.

Anschrift /Stempel

Ansprechpartner

Kundennummer

Datum Unterschrift

Amalgambehälter	Art.-Nr.	Abholung/Entsorgung	Bestellung
 Sirona Rotor GRAU	72271 Stück Stück*
 Sirona Rotor SCHWARZ	188695 Stück Stück*

Kostenfreie Abholung und Entsorgung!

*gem. aktuell gültiger Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.

Mögliche Abhol- und Lieferzeiten

<input type="checkbox"/> Mo	<input type="checkbox"/> Di	<input type="checkbox"/> Mi	<input type="checkbox"/> Do	<input type="checkbox"/> Fr	<input type="checkbox"/> Sa	von	Uhr bis	Uhr oder
<input type="checkbox"/> Mo	<input type="checkbox"/> Di	<input type="checkbox"/> Mi	<input type="checkbox"/> Do	<input type="checkbox"/> Fr	<input type="checkbox"/> Sa	von	Uhr bis	Uhr oder
<input type="checkbox"/> Mo	<input type="checkbox"/> Di	<input type="checkbox"/> Mi	<input type="checkbox"/> Do	<input type="checkbox"/> Fr	<input type="checkbox"/> Sa	von	Uhr bis	Uhr

Servicepartner für Abholung/Entsorgung: enretec GmbH · Kanalstr. 17 · D-16727 Velten bei Berlin · fachhandel@enretec.de
Telefon: 0800-100 56 00 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands) · MO-DO von 8.00 bis 17.00 Uhr und FR von 8.00 bis 14.00 Uhr

WICHTIGE HINWEISE

- Den gefüllten Amalgambehälter gem. Gebrauchsanweisung entnehmen, Desinfektion durchführen und mit dem Deckel gut verschließen.
- Den Ablauf der Entsorgung entnehmen Sie bitte der Rückseite.
- Es darf kein gebrauchter Amalgamauffangbehälter wiederverwendet werden, da ansonsten Funktionsstörungen (Verlust der Gewährleistung) auftreten können.
- Dieser Service findet auf Basis der Freiwilligen Rücknahme gem. § 25 KrW-/AbfG statt.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

ENTSORGUNGS SERVICE

MULTIDENT

Höchst persönlich.

1



Der Paketdienst kommt mit dem leeren Transportbehälter zu Ihnen und nimmt den Behälter, nachdem Sie ihn gefüllt haben, **sofort** wieder mit.

2



Den Transportbehälter aus dem Karton nehmen.

3



Transportbehälter öffnen und die Plombe entnehmen (siehe Etikett).

4



Amalgambehälter ohne Originalverpackung in den Transportbehälter legen.

5



Transportbehälter zuschrauben und mit Plombe sichern (siehe Etikett).

6



Gefüllten Transportbehälter in den Karton stellen und diesen verschließen.

7



Den verschlossenen Karton an den Paketdienst übergeben.